







L'appareil amovible fonctionnel

Pour la correction du décalage inter-maxillaire

Ton appareil va te gêner les premiers jours pour parler et avaler la salive ensuite tu vas t'habituer

IMPORTANT: Il est normal qu'il ne tienne pas très fort sur les dents La langue doit le maintenir au palais (rééducation linguale)

Port de l'appareil

Porte ton appareil toute la journée et la nuit Les premiers jours tu peux porter ton appareil après l'école et la nuit quand tu y seras habitué (dans 2/3 jours) tu le porteras tout le temps La correction sera plus rapide Enlève le pour manger et te brosser les dents





IMPORTANT: Quand tu l'enlèves, ne le mets jamais dans un Sopalin, ni dans un mouchoir. Il risque d'être jeté à la poubelle. Tu dois toujours le laver et le sécher pour éviter le tartre avant de le mettre dans sa boîte.

Si tu manges à la cantine, retire-le avant d'y aller et met le dans sa boite puis dans ton sac

Activation de l'appareil

Comme on te l'a montré active le (ou les) vérin dans le sens de la flèche S'il y a un élastique devant, change l'élastique tous les jours Fais attention à avoir assez d'élastiques, avant la fin du paquet viens en chercher



Nettoyage

Frotte ton appareil plusieurs fois par jour sous l'eau avec une brosse à dents Utilise une brosse dure pour l'appareil et une souple pour tes dents Utilise des produits nettoyants (Nitradine, Polident, Stéradent, Vinaigre d'alcool...) plusieurs fois par semaine



Précautions



Attention aux chiens et aux chats, ils adorent les appareils, ils peuvent mordre et casser ton appareil, ne le laisse pas trainer!

Enlève ton appareil lors des activités sportives au cours desquelles tu pourrais perdre ou abimer ton appareil (natation, rugby, judo ...)

En cas de blessures des joues, glisse une compresse roulée entre la joue et le système mécanique, la nuit

